

## アクティブ・モティフ社

## 蛍光標識二次抗体キャンペーン

2011年11月15日~2012年2月29日まで

アクティブ・モティフ社ではSTED顕微鏡用の高品質な蛍光標識二次抗体を提供しています。

Chromeo™488, Chromeo™505, Chromeo™494蛍光色素および蛍光標識二次抗体とATTO (STED) 蛍光標識二次抗体は、Leica Microsystems社により、STED顕微鏡に適していることが確認されています。

今回のキャンペーンでは、これらの蛍光標識二次抗体の小容量サイズ(サンプルサイズ)をさらにお手軽にお試し頂けるよう特別価格にて提供致します。




図1: CW STED顕微鏡で使用したアクティブ・モティフ社の一次抗体および蛍光二次抗体

HeLa細胞をalpha Tubulin mouse monoclonal antibody(Clonе 5-B-1-2)(商品コード: 39527) およびChromeo™ 505 Goat anti-mouse IgG (商品コード: 15030) で染色した。共焦点画像(左)およびSTED画像(右)はドイツ Leica Microsystems社提供。




図2: TCS STED顕微鏡で使用したアクティブ・モティフ社の一次抗体および蛍光二次抗体

HeLa細胞をalpha Tubulin mouse monoclonal antibody (Clone 5-B-1-2) (商品コード: 39527) および Chromeo™ 494 Goat anti-mouse IgG (商品コード: 15032) で染色した。ヒストンH3をHistone H3 trimethyl Lys4 polyclonal antibody (商品コード: 39159) およびATTO 647N (STED) Goat anti-rabbit IgG (商品コード: 15048) 二次抗体で染色した。STED画像はドイツ Leica Microsystems社提供。

## キャンペーン製品価格表

製品名	包装	商品コード	定価	キャンペーン価格
Chromeo™ 488 Goat anti-Mouse IgG	100 µg	15051	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 488 Goat anti-Rabbit IgG	100 µg	15061	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 494 Goat anti-Mouse IgG	100 µg	15052	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 494 Goat anti-Rabbit IgG	100 µg	15062	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 505 Goat anti-Mouse IgG	100 µg	15050	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 505 Goat anti-Rabbit IgG	100 µg	15060	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 546 Goat anti-Mouse IgG	100 µg	15053	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 546 Goat anti-Rabbit IgG	100 µg	15063	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 642 Goat anti-Mouse IgG	100 µg	15054	¥16,000	<b>¥8,800</b>
Chromeo™ 642 Goat anti-Rabbit IgG	100 µg	15064	¥16,000	<b>¥8,800</b>

製品名	包装	商品コード	定価	キャンペーン価格
ATTO 594 Goat anti-Mouse IgG	35 µl	15057	¥16,000	<b>¥8,800</b>
ATTO 594 Goat anti-Rabbit IgG	35 µl	15067	¥16,000	<b>¥8,800</b>
ATTO 647N (STED) Goat anti-Mouse IgG	35 µl	15058	¥24,000	<b>¥12,800</b>
ATTO 647N (STED) Goat anti-Rabbit IgG	35 µl	15068	¥24,000	<b>¥12,800</b>
ATTO 655 (STED) Goat anti-Mouse IgG	35 µl	15059	¥24,000	<b>¥12,800</b>
ATTO 655 (STED) Goat anti-Rabbit IgG	35 µl	15069	¥24,000	<b>¥12,800</b>
ATTO 532 (GSD) Goat anti-Mouse IgG	35 µl	15071	¥24,000	<b>¥12,800</b>
ATTO 532 (GSD) Goat anti-Rabbit IgG	35 µl	15073	¥24,000	<b>¥12,800</b>